



## Datenblatt Indikatorband

Fassung vom Juni 2018  
Seite 1 von 1

	<b>Medi Pack Indikatorband</b>
<b>PRODUKTBEZEICHNUNG:</b>	Kommt beim Dampfsterilisieren zum Einsatz. Zeigt den Prozess der Sterilisation an und beurteilt, den Erfolg der Sterilisation.
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG:</b>	Selbstklebendes Indikatorband Artikel.nr.: 600400 Abmessung: 19 mm x 50 m Farbe: hellgelb Tinte: verfärbt sich von gelb nach dunkelbraun bis schwarz Kleber: Acryl, klebend bis 180° Grad Zeit/Temp.: 121°C = 15 min. 134°C = 3,5 min.
<b>LAGERUNG:</b>	Weder Licht noch Hitze aussetzen. 15° C bis 23° C relative Feuchtigkeit < 65% aufbewahren
<b>INFORMATION:</b>	Das Indikatorband eignet sich zum Verschließen von sterilen Verpackungen. Das Indikatorband kann mit einem nicht wasserlöslichen Stift beschrieben werden. Beachtet werden muss, dass die Verpackungen des Sterilguts nicht überladen werden und mindestens 2 cm Abstand vom Rand eingehalten werden. ISO 13485, ISO 11607, CE Zeichen und EN 868

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.